


Algemeen cytologisch conserveermiddel



- Het volledige monster wordt overgebracht naar de flacon met conserveermiddel
- Minder ontvlambaar, niet giftig en compatibel met verzendnormen
- Minder plastic wegwerpafval
- Morfologie consistent met conventionele cytologie
- Compatibel met de meeste HPV/SOA-tests



CS-F50




- Semi-automatisch proces (50 glaasjes per uur)
- Dubbele filtertechnologie om de effecten van bloed, slijm en ontstekingscellen te minimaliseren

CELLSOLUTIONS GmbH
Halbinselstr. 37
88142 Wasserburg, Germany
Office: +49 8382 942-9901
Service: +49 157 80804380
Email: cseurope@cellsols.com
Website: cellsols.com



BestCyte



- Volledig geautomatiseerde digitale cytologie-diascanner met een verwerkingscapaciteit van 1000 dunne-laags diavoorbereidingen per dag
- Vermindert de screening tijd door een hele glaasje te condenseren
- presentatie in een paar galerijen van gedigitaliseerde cellen voor diagnostische beoordeling
- Het volledige celdepot is gedigitaliseerd en beschikbaar voor beoordeling indien nodig
- Netwerkopslag voor virtuele glaasjes
- Webgebaseerde software biedt toegang tot casusbeoordeling vanaf meerdere locaties



CS-120

- Unieke monsteridentificatie
- Automatische meting van celdichtheid
- Uitvoer naar compatibele kleurecassettes
- Volautomatische werking nadat de celpellet is gecentrifugeerd
- CS30 verwerkt 30 glaasjes/uur
- CS120 verwerkt 120 glaasjes/uur
- Minder verbruiksartikelen en afval
- Consistente en optimale celdichtheid



CS-30